

redesept®

Wissenschaftlich
getestet

Spezialreiniger für **Mundduschen**

*für die hygienische Reinigung von
Mundduschen, Zahnbürsten,
Zahnputzbechern, Zahnspangen, etc.*

Entkalkt • Reinigt • Entfernt Bakterien



Eine bekannte Tatsache

In einem feuchten Milieu – wie in Mundduschen – siedeln sich gerne unterschiedliche Keime an. Deshalb sollte man Mundduschen in regelmäßigen Abständen immer wieder hygienisch reinigen. Ein weiteres Problem bringt in vielen Gebieten die Wasserhärte mit sich. Nicht nur Wasch- und Kaffeeautomaten sind davon betroffen, sondern alle Geräte, die häufig mit diesem Wasser in Berührung kommen. Um deren Funktionstüchtigkeit zu erhalten, ist daher eine regelmäßige Entkalkung notwendig.

Die richtige Lösung

Redesept® ist ein Kombinationspräparat, das speziell zur Pflege und Werterhaltung von Mundduschen entwickelt wurde. Die Wirkung von **Redesept®** erstreckt sich über drei Bereiche.

Denn **Redesept®**:

Entkalkt dank eines speziellen Entkalkers.

Reinigt Enthält neben waschaktiven Substanzen zur Reinigung auch aktiven Sauerstoff. Damit wird die Reinigung innerhalb weniger Minuten selbsttätig in Gang gesetzt.

Entfernt Bakterien Zwei weit verbreitete und lästige, oft auch gefährliche Keime, haben für die Mundhygiene eine besondere Bedeutung: Das Bakterium *Streptococcus mutans* findet sich u.a. oft in Zahnfleischtaschen, und die Hälfte aller Zahnbürsten ist von dem Hefepilz *Candida albicans* befallen. In wissenschaftlichen Untersuchungen wurde nachgewiesen, **Redesept®** entwickelt innerhalb weniger Sekunden eine Bakterien entfernende Wirkung und schon nach 10 Minuten sind Keime von *Streptococcus mutans* und *Candida albicans* beseitigt.

redesept®



€ 9,25*

CE

Dose mit 150 g und
Portionslöffel, ausreichend
für ca. 20 Anwendungen

* unverb. Preisempfehlung zur Zeit der Drucklegung

Verwendung

Redesept® ist für alle Marken-Mundduschen geeignet und wurde dafür speziell entwickelt. **Redesept®** entkalkt, reinigt und entfernt Bakterien von Mundduschen, Zahnbürsten, Zahnputzbechern, Zahnspangen, etc..

Hinweis

Redesept® sollte nur außerhalb des Mundes und nur an den zu behandelnden Teilen angewandt werden. Gereinigte Geräte anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen. Nicht in die Augen oder an Schleimhäute gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Redesept® ist unter der Pharmazentral-Nummer (PZN) 11862087 in allen Apotheken, in Prophylaxe-Shops und in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich.

Redesept® ist ein Produkt und Warenzeichen der **intersanté** GmbH, Bensheim



intersanté GmbH
Wellness, Health & Beauty

Berliner Ring 163 B
D-64625 Bensheim
Tél. 06251 - 9328 - 10
Fax 06251 - 9328 - 93
E-mail info@intersante.de
Internet www.intersante.de